# Московский Физико-Технический Институт

Кафедра общей физики Лабораторная работа №3.1.1

# Магнитометр

Автор: Алексей ДОМРАЧЕВ 615 группа Преподаватель: Николай Владимирович Дьячков




**Цель работы:** определить горизонтальную составляющую магнитного поля Земли и установить количественное соотношение между единицами электрического тока в системе СИ и абсолютной гауссовой системе.


В работе используются: магнитометр, осветитель со шкалой, источник питания, вольтметр, электромагнитный переключатель, конденсатор, намагниченный стержень, прибор для определения периода крутильных колебаний, секундомер, рулетка, штангенциркуль

### Задание 1.

#### Экспериментальная установка



а) Схема магнитометра



б) Схема измерения угла отклонения магнитной стрелки

Рис. 1: Устройство магнитометра

Магнитометр — прибор для магнитных измерений — это компас, теодолит, веберметр и пр. С помощью магнитометров измеряют намагниченность ферромагнетиков, напряжённость магнитных полей, исследуют магнитные аномалии.

**Постановка задачи.** Измерим угол отклонения магнитной стрелки в поле намагниченного стержня и период колебаний этого стержня в поле Земли. По результатам измерений рассчитываем горизонтальную составляющую магнитного поля Земли.

**Выполнение измерений.** В нашей установке магнитную стрелку заменяют сменяют смещения двух световых зайчиков относительно друг друга. Вставляя намагниченный стержень в отверстие Р (Рис. 1а) измерим смещение подвижного зайчика  $x_1 = 4.7 \pm 0.1$  см (Рис. 1б). Поменяв ориентацию стержня измерим  $x_2 = 4.8 \pm 0.1$  см. Измерим расстояние от шкалы до зеркала  $L = 99.0 \pm 1$  см.

Опустим стержень на длинной нити в стеклянный сосуд, и измерим период его колебаний.

Таблица 1: Зависимость времени от колебаний

t, с $N$ , колебаний				54.20 4
T, c	15.96	14.07	14.23	13.55

Получаем средний период колебаний  $T_{\rm cp.}=14.45~{
m c.}$ 

Измерим линейные размеры стержня m=4.35 г, d=4 мм, l=45 мм. Также нам был дан

радиус кольца K (Рис. 1a) R = 38 см.

Произведем рассчет момента инерции ферромагнитного стержня:


$$J = \frac{ml^2}{12} \left[ 1 + 3 \left( \frac{r}{l} \right)^2 \right] = 7.4 \cdot 10^{-7} \ \text{kg/m}^2, \quad \Delta J = J \cdot \sqrt{4 \cdot \varepsilon_l^2 + 4 \cdot \varepsilon_r^2} = 0.7 \cdot 10^{-7} \ \text{kg/m}^2$$

Теперь рассчитаем магнитное поле:

$$B_0 = \frac{2\pi}{TR} \sqrt{\frac{\mu_0 J L}{2\pi R x_1}} = 8.9 \cdot 10^{-6} \text{ Tm},$$

$$\Delta B_0 = B_0 \cdot \sqrt{\varepsilon_T^2 + \varepsilon_R^2 + 0.25 \cdot (\varepsilon_J^2 + \varepsilon_L^2 + \varepsilon_R^2 + \varepsilon_{x_1}^2)} = 0.5 \cdot 10^{-6} \text{ Tm}$$

## Задание 2.



чую установку напряжение  $U = 97 \, \mathrm{B.}$  Замкнем ключ K и включим электровибратор. Напряжение не изменилось, а отклонение зайчика  $x_1' = 18.2 \pm 0.1 \; \mathrm{cm}$ . Поменяем полярность ключа и проведем аналогичные измерения:  $x_2' =$  $17.5 \pm 0.1$  см, среднее значение  $x = 17.9 \pm 0.1$  см Теперь рассчитаем силу тока в разных система СИ –  $I_{\rm CH}$  и

Вынув намагниченный стержень из гнезда Р, мы собрали электрическую схема (Рис. 2). Подадим на рабо-

в абсолютной гауссовой –  $I_{\rm a6c}$ .

Нам известно, что N=44, рассчитаем  $\operatorname{tg}\varphi_2=\frac{x}{2L}=0.09$ . Получим:

$$I_{\text{CM}} = \frac{2B_0 R}{\mu_0 N} \operatorname{tg} \varphi_2 = 0.011 \text{ A}$$

$$\Delta I_{\text{CM}} = I_{\text{CM}} \cdot \sqrt{\varepsilon_{B_0}^2 + \varepsilon_R^2 + \varepsilon_{\operatorname{tg}\varphi_2}^2} = 0,001 \text{ A}$$

Для расчёта  $I_{\rm acc}$  переведем U в абс. гауссову систему  $U_{\rm a6c} = \frac{97}{300} = 0.32$ , тогда:

$$c = 10 \frac{I_{\rm a6c}}{I_{\rm CM}} = 2.8 \cdot 10^8 \; {\rm m/c}, \quad \Delta c = c \cdot \sqrt{\varepsilon_{I_{\rm CM}}^2 + \varepsilon_{\rm a6c}^2} = 0.3 \cdot 10^8 \; {\rm m/c}$$
 В итоге  $c = (2.8 \pm 0.3) \cdot 10^8 \; {\rm m/c}$ 

 $I_{\text{a6c}} = CU = 9 \cdot 10^5 \cdot 0.32 = 2.8 \cdot 10^5 \text{ }\Phi \text{p} \cdot \text{c}^{-1} \quad \Delta I_{\text{a6c}} = I_{\text{a6c}} \cdot \sqrt{\varepsilon_U^2 + \varepsilon_C^2} = 0.2 \cdot 10^5$ 

# Вывод

Мы определили горизонтальную составляющую магнитного поля Земли и установили количественное соотношение между единицами электрического тока в системе СИ и абсолютной гауссовой системе.